


LINERS PROTÉSICOS

TABLA DE MEDIDAS.

❶ CÓMO ELEGIR LA TALLA

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.



AALPS



Tel +34 985794800 | Fax +34 985794810
 www.ortoiberica.com | welcome@ortoiberica.es
 Parque Tecnológico Asturias parcela 1

33428 Llanera (Asturias) España

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA											
			16	20	24	26	28	32	35	38	44			
AKDT AKDTHD AKFR AKFRHD	Extreme Liner	3 o 6												
APDT-TP APFR-TP	Anterior Posterior Tapered Liner	6/3		20	24	26	28	32						
ECDTHD ECFRHD	ECO Liner	3 o 6		20	24	26	28	32	35	38	44			
ELDT ELFR	EasyLiner	3, 6, 6/3* o 9*	16	20	24*	26	28*	32	35*	38	44			
GPDT GPFR	General Purpose	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44			
SPDT SPDTHD SPFR SPFRHD	Superior Performance	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44			
SADT SAFR SBFR	Smart Seal SADT	3 o 6		20	24	26	28	32			38			
	Smart Seal SAFR	3 o 6				26	28	32	35	38				
	Smart Seal SBFR	3 o 6		20	24	26	28							
EZF	EasyFlex	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44			
VSDT	Liberty Liner	6		20	24	26	28	32			38			
PSI	Proximal Seal Interface	6 o 6/3	16	20	24	26	28	32			38	44		
PFGFR PFGDT	Pro-Fit Liner	3 o 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44			
CIRCUNFERENCIA (CM)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53			

*9 mm disponible solo para talla 24 y 28; talla 35 disponible solo en grosores de 3 mm y de 6 mm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA											
			20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44	
LSC LSL	Silicone Pro	3												
SSGSC SSGSL	SoftSil	3	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44	
USHSL USHSC USLSL USLSC	UltraSeal	3	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44	
CIRCUNFERENCIA (CM)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (MM)	TALLA										
			10	16	20	24	26	28	32	38			
ELPX	EasyLiner SuperStretch	6											
CIRCUNFERENCIA (CM)			10-15	16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-37	38-43			