

Asiento postural *Gepetto Knêmis 3D*

DATOS DEL PACIENTE

Código: _____ Edad: _____

Nombre: _____ Peso: _____ Kg

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T: +34 985 79 48 00 F: +34 985 79 48 10

ORTOPEDIA



Nombre: _____

Técnico: _____ Fecha: _____

Teléfono: _____ e-mail _____

CONFIGURACIÓN
BASE ESCANEADO
MEDIDAS EN MM.

← (()) →
AMPLITUD INTERNA
SOBRE ESCANEADO:
_____ mm



Imprescindible un archivo de escáner 3D sin agujeros y posicionado y cubrir todos los campos de medidas.

Referente a medidas no cubiertas, se respetarán las medidas del escaneado.

Recomendable foto frontal del paciente sobre el calergo y croquis con instrucciones asiento.

Asiento postural *Gepetto Knêmis 3D*

DATOS DEL PACIENTE

Código: _____


Nombre: _____

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

CONFIGURACIÓN


CORRECCIÓN DEL TRONCO

- MANTENER ALINEACIÓN ESCANEADO
- CORREGIR ALINEACIÓN (INDICAR GRADOS) _____ °



CORRECCIÓN DE PIERNAS


- MANTENER ALINEACIÓN ESCANEADO
- CORREGIR ALINEACIÓN (INDICAR GRADOS) _____ °



REPOSACABEZAS

- SIN REPOSACABEZAS
- REPOSACABEZAS INTEGRADO EN PROGRAMMABLE FOAM
- REPOSACABEZAS INDEPENDIENTE (Indicar Ref. modelo: _____)

MAPA DE DUREZAS



Extra soft



Soft




Medium



Hard



Extra hard



Marcar zonas y durezas

Asiento postural *Gepetto Knêmis 3D*

DATOS DEL PACIENTE

Código: _____

Nombre: _____

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T: +34 985 79 48 00 F: +34 985 79 48 10

COMPLEMENTOS

FUNDA TEXTIL *Gepetto Tex*

NEGRO



AZUL



ROJO



VERDE



GRIS



PRUWIATEX BLACK
IMPERMEABLE



INCLUIR *TERMOTEX* NEGRO EN ZONAS DE MAYOR PRESIÓN

INCLUIR *CORMORÁN* EN ZONAS DE MAYOR PRESIÓN

VERDE 
 AZUL 

CARCASA *Gepetto Box*



ALUMINIO



NATURPLAST BLANCO

8 mm 10 mm 12 mm



ABS NEGRO

4 mm 5 mm

ARNÉS 4 PUNTOS



HOMBRE TALLA _____



MUJER TALLA _____