

HOJA DE MEDIDAS

Escoliosis



Corsé de Cheneau CAD-CAM

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10


DATOS DEL PACIENTE			
Nombre:	Edad:		
Apellidos:	Altura:	Peso:	

DATOS DE MORFOLÓGICOS
Hombro más alto _____
Hombro antepulsado _____
Pectus _____
Prominencia costal sub-mamaria _____
Glúteo prominente _____
Descompensación pélvica _____ mm. Lado: _____

ORTOPEDIA
Nombre: _____
Técnico: _____ Fecha: _____
País: _____ Ciudad: _____
Teléfono: _____ e-mail _____

CONCEPTOS FABRICACIÓN	
<input type="checkbox"/> 1- Rectificado	<input type="checkbox"/> 4- Tex-Fashion.....
<input type="checkbox"/> 2- Fresado	<input type="checkbox"/> 5- Recorte y pulido
<input type="checkbox"/> 3- Termo-moldeo	<input type="checkbox"/> 6- Solapa

CURVA	Lado	Ápex	Vértebra	Grados
CervicoTorácica				
Torácica				
ToracoLumbar				
Lumbar				
Cifosis				
Lordosis				



El pedido no se procesará sin - las mediciones requeridas todo el formulario cubierto . Ni sin una copia de la prescripción médica. Adjuntar también cinco fotografías: 1)Lateral izquierda; 2)Lateral derecha; 3)Frontal; 4)Posterior; 5)Sagital y RX frontal