

CHILDFOAM

Nombre comercial	ChildFOAM
Referencias	OI-1015-103; OI-1015-106; OI-1015-203; OI-1015-206; OI-1015-303; OI-1015-306; OI-1015-403; OI-1015-406.
Dureza	12° / 15°
Grososres	3 mm y 6mm
Colores	Rosa, verde, naranja, amarillo.
Termoformables	90° a 110° dependiendo del grosor de 30 a 120 segundos
densidad	0,15 g cm ³
dimensiones	115 x 190 cms
usos	Planchas de almohadillado para el interior del calzado. Para elementos de moldeado de exigencia media, p.ej. prótesis de pantorrilla, para almohadillado y amortiguación en el interior del calzado. De mucha gomosidad y permanencia de la forma.
características	Muy baja densidad, muy suaves, muy elásticos, buena memoria de recuperación. Lavables gracias a la estructura celular cerrada.
Indicaciones uso posterior	Pegado usual para materiales EVA. Adaptar la presión de apriete a la flexibilidad del material, evitando posibles deformaciones horizontales. Termo- conformables a temperaturas entre 90°–110° C.
comentarios.	Goma con una muy buena recuperación y conservación de la forma al tener un gran porcentaje de elastómeros (acetato + caucho). Especialmente indicada para termoconformar. Baja abrasión y rotura, por la incorporación de caucho.