

Cierres de velcro pvc reforzado

ref.:	X-0140, X-0147, X-0146 X-0141, X-0148, X-0141 X-0142, X-0143, X-0149
medidas	25 x 300 40 x 400
color	negro, blanco, fucsia carbon, amarillo, azul verde, azul, rojo,



Datos Técnicos:

- ✓ PVC textil con bucles autoadherentes soldados mediante un proceso de alta frecuencia en toda su superficie: proporcionando suavidad y robustez
- ✓ Sin costuras ni pegamento: evitando la proliferación microbiana
- ✓ Fácil de limpiar: lavable en frío a un máximo de 30° C
- ✓ PVC UV resistente y PU TEXTILE
- ✓ Gancho y bucle autoadherente → calidad premium ortopédica :
 - ganchos de superficie de contacto de 10 mm en bucles → resisten hasta 70 kg de cizallamiento
 - 3500 ciclos de abrir/cerrar




Composición del Pvc:

83% PVC, 17% Polyester fabric
Espesor: 1.3mm +/-10%

composición autoadhesiva:

Hook : monofilamento de polyamida y aramid negro (75% aramid + 25% polyamid)
Loop : 100% aramid

Controles: nuevo después de 3500 ciclos

	Oberturas (N/cm) EN12 242	1	0.8
	Cizallamiento (N/cm²) EN 13780	7	5
	prueba de pelado (N/cm²) NF G91-103	4.6	3.6

Temp resistencia : 140°C

Punto de fusión: 260°C

Pasador metálico :

16,22, 40 or 50 mm, soldado en la unión, diam. 2.4mm, / acero inoxidable